



MedPlus[®]
Surgical solutions

SmartSet[®] Minor Procedure Kits



TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation
room, in a big open place. Once the pack
component in contact with any unsterilized objects, it
must be replaced.



Especificaciones Técnicas

Referencia P3026P

BANDEJA DE ANGIOGRAFÍA CORONARIA Y PERIFÉRICA

Descripción	Tamaño	Cantidad
Bolsas plásticas,	91.4x121.92 cm	2
Cobertor	137.16x203.2 cm	1
Bolsa Plástica tipo domo	55.88 cm	1
Aguja	18Gx 1 1/2"	1
Aguja	21Gx 1 1/2"	1
Aguja	22Gx 1 1/2"	1
Aguja	25Gx 1 1/2"	1
Bisturí	# 11	1
Envase	60 ml, transparente.	1
Envase redondo plástico	500ml azul	1
Envase redondo plástico	1000ml, azul	1
Envase redondo plástico para alambres	2500ml, azul,	1
Bandeja	22.86x12.70x5.06cm	1
Pinza forceps, curva	12.7cm	1
Gasas	10.16x10.16cm 12ply	50
Toallas	40.64x60.96cm	6
Clamps para toalla	7cm	4

Espátulas, con esponja distal	20.32cm	3
Batas quirúrgicas desechables	XL	2
Cobertor para mesa desechable	127x228.6cm	1
Cobertor femoral desechable	205.74x342.5cm, 2 aberturas	1
Etiquetas para rotular	10x12cm	1
poli carbonato, válvula anti-reflujo, tubo conector	1400ml, PVC	1
Aguja angiográfica	7cm, delgada	1
Jeringuillas, Rotulada con Saline	20ml, blanco PC, L/L	3
Jeringuillas, Rotulada con Lidocaine	10ml, celeste, PC, L/L	2
Jeringuillas Rotulada con Contrast	10ml, amarillo, PC, L/L	2
Dispositivo de seguridad para punzocortantes	7.5x6.5x1.2 cm	1
Juego de Manifold	3 puertos, rotadores , giratorios	1
Extensión de venoclisis	72"	1
Extensión de alta presión	72"	1
Extensión para infundir medio de contraste	72"	1
Jeringuilla	10ml, anillada, PC	1
Llave de tres vías	500psi, 3 puertos	1

Material es Principales

- PE Film 0.05mm
- SSF95g
- SMS35g , light blue
- woodpulp 55g, white

Embalaje

Enbalaje: 1 set/tyvek pouch, 2sets/case
Tamaño de Caja: 60 x 40 x 40cm

Esterilización

Estos productos son estériles EO

Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE

Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: Is.

Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado

Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo

El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.

Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

Vida Útil

5 años

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation
room, in a big open place. Once the pack
component in contact with any unsterilized objects, it
must be replaced.



Technical specifications REF. P3778

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD
Llave de 3 vías	180 OFF, 500psi	1
Jeringa	60ml, L/L	1
Jeringa	5ml UL	1
Aguja	25Gx3.8cm	1
Línea de extensión	180cm, LL	1
Bolsa colectora	PVC 1400mL	1
Tubo de muestra con tapa	10ml, con cobertor	3
Gasas	10x10cm-16 Pliegues	10
Lapa Fenestrada	PP+PE 50g, azul claro, 75x90cm, con fenestración y adhesivo	1
Vendaje Adhesivo	Tamaño 10x15cm, con almohadilla de algodón	1
Envoltura	SMS35g, azul claro, 60x60cm	1

BANDEJA DE TORACENTESIS

Main Materials

- PP+PE laminated 50g, blue
- SMS35g, light blue
- Polypropylene
- Chest Puncture Pack as defined by EN 13795.
- Test results as per EN 13795 available upon request.

Packaging Details

Pkg: 1set/pouch
Pouch size: 35*45cm
Carton size: 60 x 60x 40cm
Gross weight: 7.74kg
Net weight: 6.44kg

Regulatory Information

Product CE marked as per MDD 93/42/EEC
Directive on Medical Devices. Class of the device: Is.

Sterilization

These products are EO sterile

Properties

The standards of EN 150 13485:2016 and BS EN 13795-1:2019

Storage Information

Store in a dry and cool place, away from intense
sources of heat

Shelf Life

5 years

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use


Please do not use if the package is damaged.
This product is only for one-time use and discard.
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.



Technical specifications REF. MPA1237

COBERTURA CITOTÓXICA

Product Code(s)	MPA1237
Description	Chemotherapy Gown, SFS, Water Vapor Permeable, Knit Cuffs, Velcro Hook&Loop Closure, S/M/L/XL/U size, Non-Sterile 1. With ultrasonic sealed edges, not stitched. 2. Velcro closure at the back of the neck. 3. Long sleeves. 4. Adjustable at the waist. 5. Opening at the back.



MPA1237S / Pequeño

MPA1237M / Mediano

MPA1237L / Grande

MPA1237XL / Extra Grande

MPA1237U / Universal

Intended Use	Chemotherapy gown is designed to provide protection against exposure to a wide range of hazardous drug compounds. ASTM F739 tested fabric provides wearer comfort as well as protection.
Materials and Product Specs	Different size of gown is available with knitted cuff and velco. Material: 76gsm SFS in light blue, water vapor permeable; Fabric tested based on ASTM F739, against 11 chemotherapy drugs; Knitted cuff in 18gsm;

Packaging Details	60pcs/bag/carton
Sterilization and Shelf-Life	Non-sterile, 3 years shelf life
Regulatory	Manufactured in an ISO 13485:2016 Certified facility. Fabric tested based on ASTM F739
HS Code	6210103090
Storage and Transportation	Store in a cool ($\leq 25^{\circ}\text{C}$), ventilated, and dry space. Avoid direct sunlight. No special transportation requirements.
Declarations	Latex Free. Made in China in a ISO 13485:2016 Certified facility.
Precautions	Single use only. Do not use if product is expired. Do not use if product is damaged.

TECHNICAL DATA SHEET

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.



Technical specifications

Reference K1699

BANDEJA DE CATETERIZACIÓN DE Sonda Vesical

Description	Qty	
Silicone coated latex Foley catheter	1	
2000 ml drainage bag	1	
Prefilled syringe with 10ml sterile water	1	K1699-12
Pair gloves, wallet	1	
Waterproof drape	1	
Fenestrated drape	1	K1699-14
PVP swabstick, 3ea/pkg	1	
Lubricate jelly	1	
Specimen container with lid	1	K1699-16
Caution label	1	
Procedure tray	1	
Paper box	1	
CSR wrap	1	K1699-18

Packaging

Packing: 1set/pouch, 10pcs/carton
Carton size: 34x 24 x 39cm

Sterilization

These products are EO sterile

Properties

The standards of EN 150 13485:2016 and BS EN 13795-1:2019.

Regulatory Information

Product CE marked as per MDD 93/42/EEC
Directive on Medical Devices. Class of the device: Is.
Conformity Assessment Route: Annex V

Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged
This product is only for one-time use and discard after use
The surgical drape must be opened in the operation room, in a big open place.
Once the drape in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.

Storage Information

Store in a dry and cool place, away from intense sources of heat.

Shelf Life

5 years